

# BALANCE POUR ANIMAUX S210



Marque : Scaleson

- Balance pour petits animaux
- Capacité maximale 20 kg, précision 10 g
- Écran LCD facile à lire



# Product Description

Gardez toujours un œil sur le poids de votre animal grâce à la balance électronique pour animaux S210.

Que ce soit pour un chiot, un chaton ou un petit animal, cette balance a été conçue pour peser jusqu'à 20 kg et est idéale pour une utilisation à domicile, dans les soins vétérinaires ou chez le vétérinaire.

- La S210 mesure de manière fiable dans une plage de 10 g à 20 kg, ce qui est parfait pour contrôler régulièrement le poids et favoriser un développement sain.
- Que ce soit en kilogrammes (kg), en livres (lb) ou en stones (st), vous pouvez sélectionner l'unité souhaitée d'une simple pression sur un bouton.
- Grâce à la fonction tare pratique, vous pouvez peser votre animal confortablement sur une couverture, dans un panier ou une cage de transport : le poids de la surface de pesée est automatiquement déduit.
- L'écran LCD facile à lire affiche le poids de manière claire et nette.
- La balance fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies) et dispose d'une fonction d'arrêt automatique ainsi que d'un indicateur de pile faible.
- Une protection intégrée contre les surcharges vous avertit en cas de charge trop élevée.

La balance pour animaux S210 est le compagnon idéal pour tous les propriétaires d'animaux qui souhaitent surveiller facilement et précisément le bien-être et la croissance de leurs animaux.

## De nombreuses applications...



### Clinique vétérinaire

Il est parfois nécessaire de contrôler régulièrement le poids des animaux, notamment celui des jeunes animaux, des animaux âgés ou malades. La balance pour animaux Scaleson S210 est l'outil idéal pour le quotidien dans les refuges pour animaux. Grâce à son faible poids et à sa facilité d'utilisation, cette balance peut être utilisée de manière flexible dans différents domaines liés aux animaux. Elle permet une mesure rapide et précise du poids et facilite ainsi le suivi continu de l'état de santé de vos protégés. La S210 est donc parfaitement adaptée à une utilisation quotidienne dans les refuges pour animaux : fiable, pratique et facile à nettoyer.



### Refuge pour animaux

Il est parfois important de surveiller de près l'évolution du poids des animaux, notamment chez les jeunes animaux, les animaux malades ou en sous-poids. De nombreux refuges pour animaux utilisent régulièrement une balance pour animaux afin de contrôler l'état de santé de leurs protégés. Grâce à son faible poids et à sa simplicité d'utilisation, cette balance est idéale pour une utilisation quotidienne dans les refuges pour animaux, tant pour contrôler le poids que pour documenter les progrès de chaque animal.



### À la maison

Au cours des premières semaines de sa vie, votre animal grandit très rapidement. La balance pour animaux Scaleson S210 est le compagnon idéal pour suivre facilement son développement à la maison. Cette balance séduit par sa simplicité d'utilisation et sa fonction de mémoire pratique qui permet de suivre l'évolution du poids sur une longue période, ce qui est idéal pour les jeunes animaux et les petits animaux domestiques. Vous pouvez ainsi surveiller en permanence le bien-être de votre animal de compagnie, de manière fiable, précise et simple, chez vous.

## La particularité de notre pèse-bébé S212...



### Utilisation simple

La touche « ON/TARE/OFF » permet d'allumer et d'éteindre très facilement la balance. La fonction de tarage permet de déterminer le poids net, par exemple sans couvertures ou serviettes placées sous l'objet pesé. La touche « UNIT » permet de changer l'unité de mesure de kg à lbs ou st. De plus, la touche « UNIT » permet de maintenir la valeur du poids.



### Design moderne

La balance pour animaux séduit par son design moderne et intemporel qui s'intègre harmonieusement dans tous les intérieurs. Ses lignes épurées et sa forme élégante la rendent non seulement pratique, mais aussi esthétique.



### Antidérapant

Le dessous de la balance est équipé de quatre pieds en caoutchouc. Cela garantit une bonne stabilité sur les surfaces les plus diverses.



### Utilisation comme balance pour petits animaux

La balance pour animaux Scaleson S210 est idéale pour les animaux domestiques et les petits animaux de toutes sortes. Elle séduit par sa simplicité d'utilisation, sa grande précision et ses fonctions pratiques. Même les petits mouvements de l'animal n'influencent pas le résultat de la mesure, ce qui garantit à tout moment une détermination précise et fiable du poids.

[Download Mode d'emploi](#)

## Données techniques

<b>Artikelnummer</b>	S210.05.020
<b>Dimensions</b>	550 x 320 x 27 mm
<b>Portée</b>	20 kg
<b>Graduation</b>	10 g
<b>Batterien</b>	2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)