


BALANCE POUR ANIMAUX S230.15



Marque : Scaleson

- 800 x 500 mm
- Balance pour petits animaux
- Tapis en caoutchouc amovible
- Charge maximale 100 kg, précision 10 g
- Stabilité assurée par des pieds en caoutchouc



Product Description

La balance numérique pour animaux séduit par sa simplicité d'utilisation, sa grande précision et ses fonctions polyvalentes.

Avec une capacité de charge allant jusqu'à 100 kg et une résolution de 10 g, elle est idéale pour peser quotidiennement les animaux.

Le tapis en caoutchouc fourni protège la surface de la balance et permet de peser sans crainte les chiens, chats, lapins et bien d'autres animaux.

Tous les animaux pesant jusqu'à 100 kg peuvent être pesés sur cette balance.

À noter : les petits mouvements n'affectent pas les résultats de mesure.

Kilogrammes (kg), livres (lb) ou onces (oz) : il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour sélectionner l'unité qui vous convient.

De multiples possibilités d'utilisation...



Clinique vétérinaire

La balance pour animaux S230 rend la pesée des animaux simple, sûre et fiable. Elle permet de saisir rapidement et sans stress les données relatives au poids. La surface antidérapante garantit le confort des animaux, qui restent tranquillement sur la balance sans crainte. Même les mouvements légers n'influencent pas la mesure, ce qui garantit des résultats fiables à tout moment. Une simple pression sur un bouton permet de régler l'unité de poids appropriée. La balance allie ainsi précision, confort et flexibilité, ce qui en fait un outil précieux pour les vétérinaires et les éleveurs.



Refuge pour animaux

La balance pour animaux S230 facilite le travail quotidien des refuges pour animaux en permettant de peser les animaux rapidement et de manière fiable. Les employés disposent ainsi sans effort de données fiables pour surveiller la santé de leurs protégés. Que ce soit pour l'accueil de nouveaux animaux ou pour contrôler leur état nutritionnel, la S230 garantit efficacité et sécurité dans le déroulement du travail.



À la maison

La balance pour animaux S230 est l'aide pratique pour tous les propriétaires d'animaux qui souhaitent surveiller la santé de leur compagnon. Vous obtenez sans effort des données de poids fiables et pouvez immédiatement détecter les changements. Que ce soit pour l'alimentation, le contrôle de la croissance ou la préparation d'une visite chez le vétérinaire, la S230 rend la pesée à domicile simple, rapide et sûre.


La particularité de notre balance pour animaux S230...



Utilisation simple



Tapis en caoutchouc antidérapant



Stabilité



Utilisation comme balance pour petits animaux

La touche « ON/TARE/OFF » permet d'allumer et d'éteindre très facilement la balance. La fonction de tarage permet de déterminer le poids net, par exemple sans couverture ni serviette placée dessous. La touche « UNIT » permet de passer de l'unité kg à l'unité lbs. En appuyant sur la touche « MEMORY », vous pouvez à tout moment afficher le dernier poids déterminé.

Le point fort de la balance pour petits animaux Scaleson S230 est son tapis en caoutchouc amovible. Les animaux ne glissent pas et ont une bonne prise pendant le pesage.

Le dessous de la balance est équipé de quatre pieds en caoutchouc. Cela garantit une bonne stabilité sur les surfaces les plus diverses.

La balance pour petits animaux Scaleson S230 convient à tous les types de petits animaux et séduit par sa simplicité d'utilisation, sa grande précision et ses fonctions polyvalentes. Les petits mouvements n'influencent pas le résultat de la mesure, ce qui permet une détermination précise du poids à tout moment.

[Download Mode d'emploi](#)

Données techniques

Artikelnummer	S230.15.100
Dimensions	800 x 500 x 40 mm
Portée	100 kg
Graduation	10 g
Batterien	4 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)