


# PÈSE-BÉBÉ S212



Marque : Scaleson

- Balance pour bébés et jeunes enfants
- Siège bébé facilement amovible
- Charge maximale 20/100 kg, incréments numériques 10/50 g
- Ecran LCD facile à lire



## Product Description

L'utilisation simple et intuitive, la fonction de tare et de mémoire ainsi que la construction facile à nettoyer font du pèse-bébé S212 un compagnon apprécié des sages-femmes, des parents et des maisons de naissance. Le point fort de cette balance est le plateau amovible pour bébé. Cela signifie que les nourrissons peuvent également être pesés sur la balance en position debout ou assise.

- Pèse-bébé et pèse-enfant 2 en 1 au design moderne
- Balance multigamme : dans la gamme jusqu'à 20 kg, la pesée se fait par paliers de 10 g. À partir de 20 kg, la balance peut être utilisée pour peser par incréments de 50 g.
- Plateau pour bébé facilement amovible
- Utilisation comme pèse-bébé avec une surface en verre de haute qualité

### De nombreuses applications...



#### À la maison

Au cours des premières années de sa vie, votre bébé grandit particulièrement vite. Pour garder un œil sur cette évolution à la maison, le pèse-bébé S212 de Scaleson est le compagnon idéal. Le pèse-bébé se caractérise par sa simplicité d'utilisation, sa fonction mémoire intégrée et son plateau amovible, qui permet une utilisation jusqu'à l'âge des tout-petits.



#### Dans la pharmacie

Parfois, le pédiatre ou la sage-femme recommande de surveiller l'évolution du poids du bébé. De nombreuses pharmacies offrent aux jeunes parents la possibilité d'emprunter un pèse-bébé pour les premières semaines et les premiers mois. En raison de son faible poids et de sa simplicité d'utilisation, cette balance convient parfaitement comme balance de location pour les pharmacies.



#### Pour les sages-femmes


Le poids du bébé vous indique comment il se développe et quelle quantité de nourriture il consomme réellement. Il est parfois important de surveiller de près le poids. Les sages-femmes vérifient également le poids régulièrement. Le pèse-bébé S212 est également idéal à cet effet, car il est facile à transporter grâce à son faible poids et la fonction de mémoire fournit des informations sur l'évolution du poids depuis la dernière mesure.

### La particularité de notre pèse-bébé S212...



Utilisation simple

La touche "ON/TARE/OFF" permet d'allumer et d'éteindre très facilement la balance. La fonction de tare permet de déterminer le poids net, par exemple sans couvertures ou serviettes en dessous. La touche d'unité "UNIT" permet de changer l'unité de kg à lbs. En appuyant sur la touche "MEMORY", vous pouvez afficher à tout moment le dernier poids déterminé.



Écran facile à lire

Le pèse-bébé S212 de Scaleson est doté d'un grand écran LCD facile à lire. Le rétro-éclairage vous permet de lire facilement les valeurs déterminées, même dans de mauvaises conditions d'éclairage.



Antidérapant

La partie inférieure de la balance est équipée de quatre pieds en caoutchouc. Cela garantit une prise en main sûre sur une grande variété de surfaces à tout moment.



Utilisation comme balance pour jeunes enfants

Le point fort de la balance pour bébés et jeunes enfants S212 de Scaleson est le plateau amovible pour bébé. Cela signifie que les tout-petits peuvent également être pesés en étant debout ou assis sur la balance.

[Download Mode d'emploi](#)

## Données techniques

<b>Artikelnummer</b>	S212.07.100
<b>Dimensions</b>	530 x 370 x 75 mm
<b>Portée</b>	20 / 100 kg
<b>Graduation</b>	10 / 50 g
<b>Dimensions du siège bébé</b>	530 x 330 x 75 mm
<b>Abmessungen Waage</b>	320 x 345 x 25 mm
<b>Batterien</b>	4 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)