

PÈSE-PERSONNE ANALOGIQUE S220



Marque : Scaleson

- Affichage à aiguille circulaire, grand et clair
- Portée 150 kg, graduation 1 kg
- Possibilité de réglage manuel du zéro



Product Description

Le pèse-personne mécanique S220 est le pèse-personne idéal pour une utilisation en pharmacie, en salle de sport ou à la maison. Il se caractérise par une manipulation simple, un boîtier robuste et un affichage à aiguille circulaire au design rétro, ce qui en fait un élément qui attire le regard dans chaque salle de bains.


- Affichage à aiguille circulaire, grand et clair
- Portée 150 kg, graduation 1 kg
- Possibilité de réglage manuel du zéro
- Boîtier robuste en acier
- Plateau de pesée avec revêtement plastique antidérapant et facile d'entretien

Large gamme d'applications...




À la maison

Avec son design rétro chic et intemporel, le pèse-personne mécanique S220 attire tous les regards dans une salle de bains. C'est surtout le cadran bleu foncé qui se distingue des autres pèse-personnes mécaniques. La balance détermine le poids de manière purement mécanique et se passe donc totalement d'électricité. Ainsi, les inquiétudes concernant les batteries vides ou les coûts de suivi élevés appartiennent au passé et la balance est toujours prête à être utilisée.



Dans les piscines et les spas

Le pèse-personne mécanique S220 est également particulièrement adapté à une utilisation dans les piscines et les spas grâce à sa plate-forme de pesée antidérapante et aux pieds en caoutchouc situés sous le pèse-personne. Cela garantit une position sûre lorsque vous montez sur la balance, même si vous avez les pieds mouillés. La surface facile à nettoyer ainsi que le boîtier métallique robuste permettent un nettoyage aisé, de sorte que les normes d'hygiène peuvent également être respectées à tout moment sans aucun problème.



Dans les salles de fitness

Avec le pèse-personne mécanique S220, vous pouvez contrôler régulièrement votre poids corporel et promouvoir votre santé et votre forme de manière ciblée grâce au sport et à une alimentation saine. Grâce à son boîtier métallique solide et à son mécanisme de pesée robuste, le pèse-personne mécanique S220 est particulièrement durable et est donc idéal pour une utilisation dans les salles de fitness. En outre, il convainc par sa facilité d'utilisation.

La particularité de notre pèse-personne S220...



Grand cadran circulaire bien lisible

Les grands chiffres blancs sur fond bleu foncé et l'aiguille rouge bien visible permettent de lire très facilement la valeur de poids affichée par le pèse-personne mécanique S220.

Surface antidérapante

La grande plate-forme de pesée, avec sa surface caoutchoutée antidérapante, vous offre toujours un pied sûr, même si vous avez les pieds mouillés. Le dessous de la balance est également équipé de quatre pieds en caoutchouc. Cela garantit toujours un maintien sûr sur une grande variété de surfaces.

Pas besoin de piles

Le pèse-personne S220 détermine le poids du corps sans électricité ni piles, de manière purement mécanique. Ainsi, la balance est toujours prête à l'emploi et vous n'avez plus à vous soucier des piles vides. En outre, la balance est nettement plus respectueuse de l'environnement que les balances numériques classiques.

Mise à zéro manuelle possible

Si nécessaire, vous pouvez remettre manuellement l'aiguille à zéro à l'aide d'une petite roue avant la pesée. La mise à zéro manuelle corrige les petites déviations du point zéro et garantit ainsi des résultats de mesure précis et fiables à long terme. La roue de réglage est située au centre, sous le bord avant de la plate-forme de pesée.

[Download Mode d'emploi](#)

Données techniques

Artikelnummer	S220.00.150
Portée	150 kg
Graduation	1 kg
Dimensions	320 x 430 x 70 mm