

TENSIOMÈTRE S260.10



Marque : Scaleson

- Mesure précise conforme aux normes de l'OMS
- Pour 2 utilisateurs – 120 emplacements de mémoire chacun
- Grand écran LED
- Fonction vocale en allemand et en anglais
- Régulateur de pression intelligent et prise de mesure agréable
- Port USB Type-C
- Fonction application



Product Description

Notre tensiomètre numérique entièrement automatique vous offre un moyen précis et pratique de surveiller régulièrement votre tension artérielle, aussi bien à domicile que dans les établissements médicaux. Grâce à une technologie de mesure oscillométrique de pointe, l'appareil détermine de manière fiable la tension artérielle systolique et diastolique ainsi que le pouls.

La mesure s'effectue facilement au niveau du bras. Le brassard ergonomique s'adapte à une circonférence de **22 à 40 cm** et garantit une utilisation confortable chez les adultes et les adolescents à partir de 12 ans.

Une technologie performante pour des résultats fiables

Mesure entièrement automatique de la **tension artérielle et du pouls**

Des résultats précis grâce à la **technologie oscillométrique**

Échelle graduée en six parties pour une classification claire des valeurs mesurées

Écran LED facile à lire Utilisation simple grâce à des commandes intuitives

L'appareil séduit par son design bien pensé : il dispose d'un boîtier compact, d'un raccord pour le brassard, d'une prise pour l'adaptateur secteur ainsi que d'un écran clair et convivial. La batterie intégrée permet une utilisation flexible, à domicile ou en milieu professionnel.

Confortable à utiliser

Pour un démarrage optimal, il est recommandé de charger complètement l'appareil avant la première utilisation. Il est ensuite prêt à l'emploi à tout moment et vous aide de manière fiable à contrôler régulièrement votre tension artérielle.

Remarque importante

Le tensiomètre est destiné à la mesure de la tension artérielle chez les personnes âgées de 12 ans et plus. L'interprétation correcte des résultats de mesure doit être effectuée exclusivement par du personnel médical qualifié.

Faites confiance à une technologie de mesure moderne et à un design bien pensé – pour plus de sécurité et de contrôle au quotidien.

Nombreuses possibilités d'utilisation...



A la maison

Ce tensiomètre est idéal pour effectuer des mesures fiables à domicile. Il peut également être utilisé sans problème par deux personnes, chacune de son côté. Grâce aux profils utilisateur individuels, les résultats des mesures peuvent être enregistrés de manière claire et facilement différenciés les uns des autres.



Pharmacie

Ce tensiomètre est spécialement conçu pour une utilisation en pharmacie. Que ce soit pour prendre la tension des clients, pour des consultations ou pour des démonstrations, il s'adapte à de nombreuses situations quotidiennes. Son fonctionnement simple et automatique garantit des résultats rapides et précis. De plus, la fonction vocale intégrée facilite la prise de tension et améliore la convivialité, en particulier pour les personnes âgées.



Médecin

Ce tensiomètre est idéal pour une utilisation dans les cabinets médicaux. Il permet d'effectuer des mesures rapides et précises en toute fiabilité dans le cadre du travail quotidien du cabinet. De plus, cet appareil aide efficacement le personnel médical dans la prise en charge quotidienne des patients.

Ce qui distingue notre tensiomètre S260.10...



Fonction linguistique

La fonction vocale intégrée guide l'utilisateur de manière claire tout au long du processus de mesure et, si souhaité, lit les résultats à voix haute, ce qui est particulièrement pratique pour les personnes âgées. Grâce à la connexion à l'application, toutes les valeurs mesurées peuvent être facilement enregistrées sur le smartphone, analysées et suivies sur le long terme.



Échelle de l'OMS

L'échelle OMS intégrée permet de voir d'un seul coup d'œil comment classer la tension artérielle mesurée. Le code couleur ou l'affichage s'appuie sur les directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et indique si la tension artérielle est normale, élevée ou trop élevée. Les résultats de la mesure sont ainsi faciles à comprendre immédiatement.



Fonctionnalité de l'application

Ce tensiomètre est idéal pour une utilisation dans les cabinets médicaux. Il permet d'effectuer des mesures rapides et précises en toute fiabilité dans le cadre du travail quotidien du cabinet. De plus, cet appareil aide efficacement le personnel médical dans la prise en charge quotidienne des patients.

[Download Mode d'emploi](#)

[Download Quick Start](#)

Données techniques

Order no.	S260.10.000
Measuring range	Taille : très grande Poids de l'article : 381 grammes Dimensions de l'article : 17 L x 8,5 l x 12,6 P cm
Memory capacity	2 x 120 emplacements mémoire
Power supply	Batterie rechargeable et USB-C
Batteries	Alimentation : batterie rechargeable
Weight	381 grammes
Dimensions	17 cm (L) x 8,5 cm (l) x 12,6 cm (P)