

ANALOGUE PERSONENWAAGE S220



Marke: Scaleson

- Große und übersichtliche Kreiszeigeranzeige
- Höchstlast 150 kg, Zifferschrift 1 kg
- Manuelle Nullstellung möglich



Beschreibung

Die Mechanische Personenwaage S220 ist die ideale Waage für den Einsatz in der Apotheke, im Fitnessstudio oder für den Heimgebrauch. Sie zeichnet sich durch ihre unkomplizierte Handhabung, ein robustes Gehäuse und die Kreiszeigeranzeige im Retro Design aus und sorgt so für einen Hingucker in jedem Badezimmer.


- Große und übersichtliche Kreiszeigeranzeige
- Höchstlast 150 kg, Ziffernschritt 1 kg
- Manuelle Nullstellung möglich
- Robustes Gehäuse aus Stahl
- Wägeplattform mit rutschfestem und pflegeleichtem Kunststoffbelag

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten...




Zuhause

Durch das zeitlos schicke Retrodesign ist die mechanische Personenwaage S220 ein besonderer Blickfang in jedem Badezimmer. Besonders das dunkelblaue Ziffernblatt hebt sich von anderen mechanischen Personenwaagen ab. Die Waage ermittelt das Gewicht rein mechanisch und kommt deshalb komplett ohne Strom aus. Somit gehören die Sorgen um leere Batterien oder hohe Folgekosten der Vergangenheit an und die Waage jederzeit einsatzbereit.



In Bädernbetrieben & Thermen

Für den Einsatz in Bädernbetrieben und Thermen ist die mechanische Personenwaage S220 aufgrund ihrer rutschfesten Wägeplattform und den Gummifüßen auf der Unterseite der Waage ebenfalls besonders gut geeignet. So ist ein sicherer Stand beim Betreten der Waage, auch mit nassen Füßen, stets gewährleistet. Die reinigungsfreundliche Oberfläche sowie das robuste Metallgehäuse ermöglichen eine einfache Reinigung, so dass auch Hygienestandards jederzeit problemlos erfüllt werden können.



Im Fitnessstudio

Mit der mechanischen Personenwaage S220 können Sie Ihr Körpergewicht regelmäßig überprüfen und mit Sport und gesunder Ernährung gezielt Ihre Gesundheit und Fitness fördern. Aufgrund des stabilen Metallgehäuses und dem robusten Wägemechanismus ist die mechanische Personenwaage S220 besonders langlebig und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz in Fitnessstudios. Zudem überzeugt sie durch die einfache Handhabung.

Das Besondere an unserer Personenwaage S220...



Große und übersichtliche Kreiszeigeranzeige

Durch die großen weißen Zahlen auf dunkelblauem Grund, sowie den deutlich sichtbaren roten Zeiger lässt sich der angezeigte Gewichtswert der mechanischen Personenwaage S220 sehr einfach ablesen.

Rutschfeste Trittfläche

Die große Wägeplattform mit der rutschfesten, gummierten Oberfläche bietet Ihnen auch mit nassen Füßen immer einen sicheren Stand. Die Unterseite der Waage ist zusätzlich mit vier Gummifüßen ausgestattet. Damit ist ein sicherer Halt auf den unterschiedlichsten Untergründen immer gewährleistet.

Keine Batterien nötig

Die Personenwaage S220 ermittelt das Körpergewicht ganz ohne Strom oder Batterien - rein mechanisch. Somit ist die Waage jederzeit einsatzbereit und Sie müssen sich keine Gedanken mehr über leeren Batterien machen. Zudem ist die Waage im Vergleich zu herkömmlichen Digitalwaagen deutlich umweltschonender.

Manuelle Nullstellung möglich

Bei Bedarf können Sie den Zeiger vor dem Wiegen durch ein kleines Rädchen manuell wieder auf Null einjustieren. Das manuelle Nullstellen korrigiert kleine Abweichungen vom Nullpunkt und garantiert so langfristig genaue und zuverlässige Messergebnisse. Das Stellrad befindet sich mittig unterhalb der Vorderkante der Wägeplattform.

[Download Gebrauchsanweisung](#)

Technische Daten

Artikelnummer	S220.00.150
Höchstlast	150 kg
Ziffernschritt	1 kg
Abmessungen	320 x 430 x 70 mm