

PULSOXIMETER S250



Marke: Scaleson

- Zeigt die Sauerstoffsättigung (30 - 99%), die Pulsfrequenz (25 - 250 Schläge/Min.) sowie den Perfusionsindex (PI) und die Pulswelle an
- Einfache One-Touch-Bedienung
- Gut lesbares OLED Display
- Schnell, kompakt und tragbar



Beschreibung

Das Scaleson Pulsoximeter S250 misst zuverlässig und präzise die Werte für die arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO2) des Hämoglobins sowie die Herzfrequenz (Pulsfrequenz). Es eignet sich sowohl zur Verwendung im privaten Umfeld (z.B. beim Sport) als auch im medizinischen Bereich (z.B. in Pflegeeinrichtungen).

Mit der praktischen One Touch-Bedienung kann die Messung mit nur einem Knopfdruck gestartet werden. Zudem können Sie über diese Taste individuelle Anpassungen im Einstellmenü vornehmen.

Die Messwerte sind dank der klaren OLED-Anzeige und den großen Zahlen sehr gut lesbar. Darüber hinaus wird der Puls übersichtlich als Wellen- und Balkendiagramm angezeigt. Die Bildschirmhelligkeit können Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.

Das Pulsoximeter hat insgesamt vier verschiedene Ansichten für die Anzeige der Messergebnisse. Finden Sie die für Sie passende Ansicht, indem Sie während der Messung auf die Einschalt-Taste drücken.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten...




In der Pflege

Für chronisch erkrankte, pflegebedürftige Menschen ist die regelmäßige Überprüfung der arteriellen Sauerstoffsättigung (SpO2) und der Herzfrequenz (Puls) besonders wichtig.



Beim Sport


Insbesondere für den Höhensport wie beispielsweise Bergsteigen, Skifahren oder in der Sportfliegerei kann das Pulsoximeter eingesetzt werden.



Zuhause

Auch Zuhause kann es in vielen Fällen, von Vorteil sein, wenn man zu jeder Zeit die Pulsfrequenz und die Sauerstoffsättigung überprüfen kann. Insbesondere bei Erkrankungen der Atemwege oder Herzbeschwerden kann das Scaleson Pulsoximeter S250 eingesetzt werden.

Das Besondere an unserem Pulsoximeter S250...



Gut lesbares Display

Die Messwerte sind dank der klaren OLED-Anzeige und den großen Zahlen sehr gut lesbar. Darüber hinaus wird der Puls übersichtlich als Wellen- und Balkendiagramm angezeigt. Die Bildschirmhelligkeit können Sie Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.



Klein und handlich

Die perfekte Selbstkontrolle für zu Hause oder unterwegs. Mit einem Pulsoximeter haben Sie Ihre arterielle Sauerstoffsättigung (SpO2) und Ihre Herzfrequenz (Puls) optimal im Blick.



One-Touch-Bedienung

Mit der praktischen One Touch-Bedienung kann die Messung mit nur einem Knopfdruck gestartet werden. Zudem können Sie über diese Taste individuelle Anpassungen im Einstellmenü vornehmen.



Ihre Daten immer im Blick

Das Pulsoximeter hat insgesamt vier verschiedene Ansichten für die Anzeige der Messergebnisse. Finden Sie die für Sie passende Ansicht, indem Sie während der Messung auf die Einschalt-Taste drücken.

[Download Gebrauchsanweisung](#)

Technische Daten

Artikelnummer	5Z-C1S0-9X0P
Angezeigte Werte	SpO2%, Pulsfrequenz, PI%, Batterieanzeige, Pulswelle
Messbereich	SpO2: 30–99 %; Puls: 25–250 Schläge/Minute
Abmessungen	60 x 35 x 32 mm
Gewicht	28 g (ohne Batterien)
Stromversorgung	Zwei 1,5-V-AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)