

TIERWAAGE S210



Marke: Scaleson

- Baby- und Kleinkindwaage
- Höchstlast 20 kg, Ziffernschritt 10 g
- Gut ablesbares LCD-Display



Beschreibung

Behalten Sie das Gewicht Ihres Tieres stets im Blick – mit der elektronischen Tierwaage S210.

Ob Welpen, Kitten oder Kleintier – diese Waage wurde für ein Gewicht bis zu 20 kg entwickelt und eignet sich ideal für den Einsatz zu Hause, in der Tierpflege oder beim Tierarzt.

- Die S210 misst zuverlässig im Bereich von 10 g bis 20 kg – perfekt für regelmäßige Gewichtskontrollen und zur Unterstützung einer gesunden Entwicklung.
- Ob in Kilogramm (kg), Pfund (lb) oder Stone (st) – mit nur einem Knopfdruck wählen Sie die gewünschte Einheit.
- Dank der praktischen Tara-Funktion können Sie Ihr Tier bequem auf einer Decke, in einem Körbchen oder einer Transportbox wiegen – das Eigengewicht der Unterlage wird automatisch abgezogen.
- Das gut lesbare LCD-Display zeigt das Gewicht klar und deutlich an.
- Die Waage wird mit 2 AAA-Batterien betrieben (nicht enthalten) und verfügt über eine automatische Abschaltfunktion sowie eine Anzeige bei schwacher Batterie.
- Ein integrierter Überlastschutz warnt bei zu hoher Belastung.

Die S210 Tierwaage ist der perfekte Begleiter für alle Tierhalterinnen und Tierhalter, die das Wohlbefinden und Wachstum ihrer Tiere einfach und präzise im Blick behalten möchten.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten...



Tierklinik



Tierheim



Zuhause

Manchmal ist es notwendig, das Gewicht von Tieren regelmäßig zu kontrollieren – etwa bei Jungtieren, älteren oder kranken Tieren. Die Scaleson Tierwaage S210 ist dafür der ideale Helfer im Tierheimalltag. Dank ihres geringen Eigengewichts und der einfachen Handhabung lässt sich die Waage flexibel in verschiedenen Tierbereichen einsetzen. Sie ermöglicht eine schnelle und präzise Gewichtserfassung und unterstützt so die kontinuierliche Beobachtung des Gesundheitszustands Ihrer Schützlinge. Die S210 ist damit bestens geeignet für den täglichen Gebrauch im Tierheim – zuverlässig, praktisch und leicht zu reinigen.

Manchmal ist es wichtig, die Gewichtsentwicklung von Tieren genau zu beobachten – etwa bei Jungtieren, kranken oder untergewichtigen Tieren. Viele Tierheime nutzen hierfür die Möglichkeit, eine Tierwaage regelmäßig einzusetzen, um den Gesundheitszustand ihrer Schützlinge zu kontrollieren. Durch ihr geringes Eigengewicht und die einfache Bedienung eignet sich die Waage optimal für den täglichen Einsatz im Tierheim – sowohl zur Gewichtskontrolle als auch zur Dokumentation des Fortschritts einzelner Tiere.

In den ersten Lebenswochen wächst auch Ihr Tier besonders schnell. Um diese Entwicklung bequem zu Hause im Blick zu behalten, ist die Scaleson Tierwaage S210 der ideale Begleiter. Die Waage überzeugt durch ihre einfache Bedienung und eine praktische Speicherfunktion, mit der sich Gewichtsdaten über einen längeren Zeitraum nachvollziehen lassen – ideal für Jungtiere und kleine Haustiere. So behalten Sie das Wohlbefinden Ihres Lieblings immer im Auge – zuverlässig, präzise und einfach zu Hause.

Das Besondere an unserer Babywaage S210...



Einfache Bedienung

Mit der Taste „ON/TARE/OFF“ kann die Waage sehr einfach ein- und ausgeschaltet werden. Die Trierfunktion ermöglicht die Ermittlung des Nettogewichtes, z.B. ohne untergelegte Decken oder Handtücher. Mit der Einheitentaste „UNIT“ kann die Einheit von kg auf lbs oder st geändert werden. Außerdem können Sie mit der Taste „UNIT“ den Gewichtswert halten.



Modernes Design

Die Tierwaage besticht durch ihr modernes, zeitloses Design, das sich harmonisch in jedes Zuhause einfügt. Klare Linien und eine elegante Form machen sie nicht nur praktisch, sondern auch optisch ansprechend.



Rutschfest

Die Unterseite der Waage ist mit vier Gummifüßen ausgestattet. Damit ist ein sicherer Halt auf den unterschiedlichsten Untergründen immer gewährleistet.



Nutzung als Kleintierwaage

Die Scaleson Tierwaage S210 ist ideal für Haustiere und Kleintiere aller Art. Sie überzeugt durch ihre einfache Bedienung, hohe Genauigkeit und praktische Funktionen. Selbst kleine Bewegungen des Tieres beeinflussen das Messergebnis nicht, wodurch jederzeit eine präzise und zuverlässige Gewichtsermittlung gewährleistet ist.

[Download Gebrauchsanweisung](#)

Technische Daten

Order number	S210.05.020
Measurements	550 x 320 x 27 mm
Maximum Load	20 kg
Division	10 g
Batteries	2 batteries AAA (not included in delivery)