


TIERWAAGE S230.15



Marke: Scaleson

- 800 x 500 mm
- Kleintierwaage
- Abnehmbare Gummimatte
- Höchstlast 100 kg, Ziffernschritt 10g
- Stabiler Stand durch GummifüÙe



Beschreibung

Die digitale Tierwaage überzeugt durch einfache Bedienung, hohe Genauigkeit und vielseitige Funktionen. Mit einer Tragkraft von bis zu 100 kg und einer Auflösung von 10 g eignet sie sich ideal für die alltägliche Gewichtsermittlung von Tieren

Die mitgelieferte Gummimatte schützt die Oberfläche der Waage und sorgt dafür, dass auch Hunde, Katzen, Hasen und vieles mehr ohne Angst gewogen werden können.

Alle Tiere bis zu einem Gewicht von 100 kg sind bei dieser Waage willkommen. Übrigens: kleinere Bewegungen beeinträchtigen die Messergebnisse nicht.

Kilogramm (kg), Pfund (lb) oder Ounce (oz), mit nur einem Knopfdruck wählen Sie die für Sie passende Einheit aus.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten...



Tierklinik

Die Tierwaage S230 macht das Wiegen von Tieren einfach, sicher und zuverlässig. Sie ermöglicht es, Gewichtsdaten schnell und stressfrei zu erfassen. Die rutschfeste Oberfläche sorgt dafür, dass sich Tiere wohlfühlen und ohne Angst auf der Waage stehen bleiben. Selbst leichte Bewegungen beeinflussen die Messung nicht, sodass jederzeit verlässliche Ergebnisse vorliegen. Mit nur einem Knopfdruck lässt sich die passende Gewichtseinheit einstellen. So vereint die Waage Präzision, Komfort und Flexibilität – eine wertvolle Unterstützung für Tierärzte und Tierhalter.



Tierheim

Die Tierwaage S230 erleichtert Tierheimen die tägliche Arbeit, indem sie das Wiegen von Tieren schnell und zuverlässig macht. So haben Mitarbeiter ohne großen Aufwand immer verlässliche Daten zur Hand, um die Gesundheit ihrer Schützlinge im Blick zu behalten. Ob bei der Aufnahme neuer Tiere oder zur Kontrolle des Ernährungszustands – die S230 sorgt für Effizienz und Sicherheit im Arbeitsablauf.



Zuhause

Die Tierwaage S230 ist der praktische Helfer für alle Tierbesitzer, die die Gesundheit ihres Liebling im Blick behalten möchten. Mit wenig Aufwand erhalten Sie zuverlässige Gewichtsdaten und können Veränderungen sofort erkennen. Ob bei der Fütterung, zur Kontrolle des Wachstums oder zur Vorbereitung auf den Tierarztbesuch – die S230 macht das Wiegen zuhause einfach, schnell und sicher.


Das Besondere an unserer Tierwaage S230...



Einfache Bedienung



Rutschfeste Gummimatte



Stabiler Stand



Nutzung als Kleintierwaage

Mit der Taste „ON/TARE/OFF“ kann die Waage sehr einfach ein- und ausgeschaltet werden. Die Taringfunktion ermöglicht die Ermittlung des Nettogewichtes, z.B. ohne untergelegte Decken oder Handtücher. Mit der Einheitentaste "UNIT" kann die Einheit von kg auf lbs geändert werden. Durch Drücken der "MEMORY"-Taste können Sie sich jederzeit das zuletzt ermittelte Gewicht anzeigen lassen.

Das Highlight der Scaleson Kleintierwaage S230 ist die abnehmbare Gummimatte. Die Tiere rutschen nicht und haben einen festen Halt während dem Wiegeprozess.

Die Unterseite der Waage ist mit vier Gummifüßen ausgestattet. Damit ist ein sicherer Halt auf den unterschiedlichsten Untergründen immer gewährleistet.

Die Scaleson Kleintierwaage S230 ist geeignet für Kleintiere aller Art und überzeugt durch die einfache Bedienung, hohe Genauigkeit und vielseitige Funktionen. Kleine Bewegungen beeinflussen das Messergebnis nicht, was eine allzeit genaue Gewichtsbestimmung ermöglicht.

[Download Gebrauchsanweisung](#)

Technische Daten

Artikelnummer	S230.15.100
Abmessungen	800 x 500 x 40 mm
Höchstlast	100 kg
Ziffernschritt	10 g
Batterien	4 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)