

BABYWAAGE S210



Marke: Scaleson

- Baby- und Kleinkindwaage
- Höchstlast 20 kg, Ziffernschritt 10 g
- Gut ablesbares LCD-Display



Beschreibung

Präzise. Einfach. Für die schönsten Momente.

Behalten Sie die Entwicklung Ihres Babys immer im Blick mit der elektronischen Babywaage S210.

Ob Neugeborenes oder Kleinkind diese Waage wurde für ein Gewicht bis zu 20 Kg entwickelt

Ideal für den Gebrauch zu Hause.

- Die S210 misst das Gewicht Ihres Babys zuverlässig im Bereich von 10 g bis 20 kg, ideal für die täglichen Gewichtskontrollen.
- Ob in Kilogramm (kg), Pfund (lb) oder Stone (st), mit nur einem Knopfdruck wählen Sie die für Sie passende Einheit aus.
- Wiegen Sie Ihr Baby ganz entspannt, sogar in einer Unterlage oder einer Babyschale. Die praktische Tara-Funktion zieht das tarierte Eigengewicht der Auflage automatisch ab.
- Das gut lesbare LCD-Display zeigt das Gewicht klar und deutlich an
- Die Waage wird mit 2 AAA-Batterien betrieben (nicht enthalten) und verfügt über eine automatische Abschaltfunktion sowie eine Anzeige bei schwacher Batterie
- Ein integrierter Überlastschutz warnt Sie bei zu hoher Belastung

Die S210 ist der perfekte Begleiter für Eltern, die das Wachstum ihres Babys genau und unkompliziert im Blick behalten möchten.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten...




Zuhause

In den ersten Lebensjahren wächst Ihr Baby besonders schnell. Um diese Entwicklung auch Zuhause stets im Blick zu haben, ist die Scaleson Babywaage S210 der geeignete Wegbegleiter. Dabei zeichnet sich die Babywaage besonders durch die einfache Bedienung und die integrierte Speicherfunktion aus, die eine Verwendung bis zum Kleinkindalter ermöglicht.



In der Apotheke

Manchmal empfiehlt der Kinderarzt oder die Hebamme, die Gewichtsentwicklung des Babys im Auge zu behalten. Viele Apotheken bieten jungen Eltern hierfür die Möglichkeit, sich eine Babywaage für die ersten Wochen und Monate auszuleihen. Durch das geringe Eigengewicht der Waage und die einfache Bedienung eignet sie sich optimal als Leihwaage für Apotheken.



Bei Hebammen

Das Gewicht des Babys gibt Auskunft darüber, wie es sich entwickelt und wie viel Nahrung es wirklich zu sich nimmt. Manchmal ist es wichtig, das Gewicht ganz genau im Auge zu behalten. Regelmäßig wird das Gewicht auch von Hebammen überprüft. Auch hierfür eignet sich die Babywaage S210 hervorragend, da sie aufgrund des geringen Eigengewichts einfach transportiert werden kann und die Speicherfunktion Aufschluss darüber gibt wie sich das Gewicht seit der letzten Messung verändert hat.

Das Besondere an unserer Babywaage S210...



Einfache Bedienung

Mit der Taste „ON/TARE/OFF“ kann die Waage sehr einfach ein- und ausgeschaltet werden. Die Trierfunktion ermöglicht die Ermittlung des Nettogewichtes, z.B. ohne untergelegte Decken oder Handtücher. Mit der Einheitentaste "UNIT" kann die Einheit von kg auf lbs oder st geändert werden. Außerdem können Sie mit der Taste "UNIT" den Gewichtswert halten.



Modernes Design

Die Babywaage besticht durch ihr modernes, zeitloses Design, das sich harmonisch in jedes Zuhause einfügt. Klare Linien und eine elegante Form machen sie nicht nur praktisch, sondern auch optisch ansprechend.



Rutschfest

Die Unterseite der Waage ist mit vier Gummifüßen ausgestattet. Damit ist ein sicherer Halt auf den unterschiedlichsten Untergründen immer gewährleistet.



Nutzung als Kleinkindwaage

Die Scaleson Kleinkindwaage S210 eignet sich sowohl für Babys als auch für Kleinkinder und ermöglicht ein zuverlässiges Wiegen bis zu 20 kg. So begleitet sie Eltern über die gesamte frühe Entwicklungsphase hinweg.

[Download Gebrauchsanweisung](#)

Technische Daten

Artikelnummer	S210.05.020N
Abmessungen	550 x 320 x 27 mm
Höchstlast	20 kg
Ziffernschritt	10 g
Batterien	2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)