

BLUTDRUCKMESSGERÄT S260.20



Marke: Scaleson

- Präzise Messung nach WHO-Standard
- Großer LED-Bildschirm
- Sprachfunktion Deutsch und Englisch
- Intelligenter Druckregler & angenehme Messung
- USB Typ-C Anschluss
- APP funktion
- Inkl. praktischen Aufbewahrungsfach für die Manschette



Beschreibung

Behalten Sie Ihre Gesundheit im Blick – schnell, einfach und präzise. Unser vollautomatisches digitales Blutdruckmessgerät ermöglicht Ihnen eine komfortable Messung von Blutdruck und Puls direkt bei Ihnen zu Hause.

Dank moderner Messtechnologie misst das Gerät zuverlässig Ihren systolischen und diastolischen Blutdruck sowie Ihren Puls – ganz einfach per Knopfdruck. Die weiche Oberarmmanschette (22–40 cm) sorgt für einen angenehmen Sitz und eine unkomplizierte Anwendung.

Das gut ablesbare Display zeigt Ihnen Ihre Werte übersichtlich an. Eine integrierte Farbskala nach WHO-Standard hilft Ihnen dabei, Ihre Messergebnisse besser einzuordnen und schnell zu verstehen.

Ihre Vorteile:

- Einfache, automatische Messung per Knopfdruck
- Zuverlässige Ergebnisse für Blutdruck und Puls
- Intuitive Anzeige mit Farbskala zur Orientierung
- Komfortable Manschette für den Oberarm (22–40 cm)
- Ideal für die regelmäßige Kontrolle zu Hause

Dieses Blutdruckmessgerät eignet sich für Anwender ab 12 Jahren und unterstützt Sie dabei, Ihre Werte regelmäßig im Blick zu behalten – für mehr Sicherheit im Alltag.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten...



Zuhause

Für die zuverlässige Blutdruckmessung in den eigenen vier Wänden ist dieses Gerät die ideale Wahl. Die einfache Handhabung ermöglicht eine komfortable Nutzung durch zwei Personen. Durch individuell einstellbare Benutzerprofile bleiben alle Messergebnisse übersichtlich gespeichert und klar voneinander getrennt.



Apotheke

Optimal geeignet ist das Blutdruckmessgerät auch für den Einsatz in der Apotheke, beispielsweise für Kundenmessungen, Beratungen oder Produktdemonstrationen. Schnelle und präzise Ergebnisse lassen sich dank der automatischen Bedienung mühelos in den Arbeitsalltag integrieren. Unterstützend wirkt zudem die integrierte Sprachfunktion, die den Messvorgang verständlicher macht und insbesondere älteren Personen zusätzliche Orientierung bietet.



Arzt

Im Praxisalltag überzeugt das Gerät durch seine zuverlässige und schnelle Messleistung. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der täglichen Patientenversorgung und ermöglicht exakte Blutdruckwerte in kurzer Zeit. Dadurch wird ein effizienter Ablauf in der Anwendung gewährleistet.

Das Besondere an unserem Blutdruckmessgerät S260.20...



Sprachfunktion

Die integrierte Sprachfunktion führt verständlich durch den Messvorgang und liest die Ergebnisse auf Wunsch laut vor besonders komfortabel für Senioren. Über die App-Anbindung lassen sich alle Messwerte bequem auf dem Smartphone speichern, analysieren und langfristig verfolgen.



WHO-Skala

Die integrierte WHO-Skala zeigt auf einen Blick, wie der gemessene Blutdruck einzuordnen ist. Die farbliche oder Anzeige orientiert sich an den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und kennzeichnet, ob der Blutdruck normal, erhöht oder zu hoch ist. So lassen sich Messergebnisse sofort und einfach verstehen.



App Funktion

Über die passende App können alle Blutdruckwerte bequem gespeichert und dokumentiert werden. So lassen sich Messverläufe übersichtlich verfolgen, langfristig auswerten und bei Bedarf einfach mit Arzt oder Apotheke teilen.

[Download Gebrauchsanweisung](#)

[Download Quick Start](#)

Technische Daten

Order no.	RF-1T6Z-RN6Q
Measuring range	Taille: très grande Poids du produit: 365 grammes Dimensions du produit: 13 L x 10 l x 16 H cm
Memory capacity	2 x 120 emplacements de mémoire
Power supply	Fonctionne sur piles, 3 piles AA (non fournies), port USB Type-C
Batteries	3 piles AA (non fournies)
Weight	365 grammes
Dimensions	13 L x 10 l x 16 P cm